



可搬電子媒体 (PDI) 入出力システム

PDI+ MoveBy (Export Viewer JOIN転送編)

PDI+MoveBy Export Viewer の操作方法

(JOIN転送編)



「Export Viewer」では
PACSおよびClaioに保管してある
画像を選択し
遠隔診断支援システム(JOIN)へ
転送することが可能です



1. 起動方法



起動方法

徳島大学病院 Tokushima University Hospital

2015年08月03日 14:07 第1月曜日
ログイン者: 西条 裕子 (16) 172222
使用端末: TU173222

業務終了

お知らせ
8月03日 現在スケジュールはありません。

業務メニュー

- 生理検査システム
- 細菌検査システム
- 細菌検査システム(増菌検出)
- 輸血管理システム
- 輸血管理システム(増菌検出)
- 病棟前門システム
- 生薬管理システム
- 生薬管理システム
- NSTシステム
- 腫瘍検出システム
- インシデントレポート
- 薬物管理支援システム
- 施設管理支援システム
- 針刺し・搬送報告データ入力システム
- リハサイト
- リハビリプログラム更新
- リハビリ情報確認
- リハビリロック解除
- リハビリレポート
- リハビリマスタ
- WebMASTYSPEED
- 遠隔診断支援システム (JOIN)
- IDLink
- スキャン情報票作成
- 新外来カルテ管理システム
- 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN)
- 新文書システム

脳卒中向け：脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN)
循環器内科向け：循環器内科遠隔診断支援システム (JOIN)
放射線科向け：放射線科遠隔診断支援システム (JOIN)

院内ポータル画面の
「遠隔診断支援システム(JOIN)」を起動してください。



2. 画面構成

画面構成

The screenshot displays the MoveBy Exporter web application in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL <http://10.130.1.163:82/Home/Index>. The page title is "MoveBy Exporter".

A red box highlights the patient information section at the top, which includes:

- 患者ID: 00000000
- 徳島 太郎 (トクシマ タロウ)
- 男性
- 1979年01月27日生

A yellow callout box with the text "患者情報" (Patient Information) points to this section.

Below the patient information, there is a table of examinations. The table has columns for "検査日" (Examination Date), "検査種" (Examination Type), "画像数" (Image Count), "作成回数" (Creation Count), and "検査記述" (Examination Description). The first row is selected, showing a date of 2014/12/30, type XA, 95 images, and 8 creation counts. Below the table, there are two small thumbnail images of X-ray scans.

At the bottom of the interface, there is a section for "出力用途" (Output Purpose) with a dropdown menu set to "脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN)". There are also fields for "診療科" (Department) and "病棟" (Ward), and a button labeled "出力依頼して終了" (Request Output and End). A status bar at the very bottom shows "インターネット | 保護モード: 無効" and a battery level of 100%.

画面上部は、選択中の患者情報

画面構成



上段に、画像の検索条件

画面構成

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer

http://10.130.1.163:82/Home/Index

MoveBy Exporter

依頼履歴 更新 閉じる

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します。 [ご案内](#)

患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生

ログイン: クライオ管理者

検査日付: 検査種: ALL 検索

全選択

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述
2014/12/30	XA	95	8	
2013/07/11	CT	107	8	
2013/07/06	CT	93	4	
2012/12/04	CT	73	7	
2012/02/21	CR	1	8	

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 病棟:

出力容量: 0MB / 640MB

CD

インターネット | 保護モード | 印刷

100%

画像一覧

中段に、PACSやClaioの画像一覧

画面構成

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer
http://10.130.1.163:82/Home/Index

MoveBy Exporter 依頼履歴 更新 閉じる

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します。 [ご案内](#)

患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生

ログイン: クライオ管理者

全選択 検査日付: 検査種: ALL 検索

放射線(GE)

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述
2014/12/30	XA	95	8	サムネイルOFF
2013/07/11	CT	107	8	サムネイルON
2013/07/06	CT	93	4	サムネイルON
2012/12/04	CT	73	7	サムネイルON
2012/02/21	CR	1	8	サムネイルON

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 病棟:

出力依頼して完了 0MB / 640MB CD

インターネット | 保護モード | 印刷

作成情報

下段には、出力用途・診療科・病棟の情報を選択します。



3. 出力依頼

出力依頼

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

お気に入り

MoveBy Exporter

患者選択

患者ID : 00000000

患者氏名 : 徳島 太郎

カナ : トクシマ タロウ

性別 : 男性

生年月日 : 1979年01月27日生

年齢 : 36歳

次へ

ローカル イン트라ネット | 保護モード: 無効 | 100%

患者IDを入力し ボタンを押してください。
患者氏名など表示されましたら「次へ」ボタンを押してください。

出力依頼

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer

http://10.130.1.163:82/home/index

MoveBy Exporter

依頼履歴 更新 閉じる

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します [ご案内画面](#)

患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生 直近出力依頼: 2015/07/08 依頼者: 開発担当

ログイン: 開発担当(管理者) (医療科)

☐ 全選択 検査日付: ~ 検査種: ALL

☒ 放射線(GE)

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述	
☐ 2014/12/30	CR	1	15		サムネイルON
☐ 2014/03/24	CT	16	10		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	112	6		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	491	5		サムネイルOFF

 

☐ 1 384枚 ☐ 1000 107枚

☐ 2012/02/21	CR	1	8	位置決め子宮体部	サムネイルON
-------------------------------------	----	---	---	----------	--

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 病棟:

0MB / 640MB 

【実行場所】 脳卒中遠隔診断支援システム(JOIN)

インターネット | 保護モード: 最初 100%

「サムネイルON」ボタンを押すと
シリーズ単位で表示されますので、



出力依頼

Check!!

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer

http://10.130.1.163:82/home/index

MoveBy Exporter 依頼履歴 更新 閉じる

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します [ご案内](#)

患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生 直近出力依頼: 2015/07/08 依頼者: 開発担当

ログイン: 開発担当(管理者) (医療科)

☐ 全選択 検査日付: ~ 検査種: ALL

☒ 放射線(GE)

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述	
☐ 2014/12/30	CR	1	18		サムネイルON
☐ 2014/03/24	CT	16	10		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	112	6		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	491	5		サムネイルOFF

 

☐ 1 384枚 ☒ 1000 7枚

☐ 2012/02/21	CR	1	8	位置決め子宮体部	サムネイルON
-------------------------------------	----	---	---	----------	--

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 病棟:

0MB / 640MB

【実行場所】 脳卒中遠隔診断支援システム(JOIN)

インターネット | 保護モード: 最初 100%

送信するシリーズにチェックを入れてください。



PDI+ MoveBy (Export Viewer JOIN転送編)

出力依頼

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer
http://10.130.1.163:82/home/index

MoveBy Exporter 依頼履歴 更新 閉じる

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します。 [ご案内画面](#)
患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生 直近出力依頼: 2015/07/08 依頼者: 開発担当
ログイン: 開発担当(管理者) (放射科)

全選択 検査日付: ~ 検査種: ALL 絞り込み 全サムネイルON

放射線(GE)

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述	
☐ 2014/12/30	CR	1	18		サムネイルON
☐ 2014/03/24	CT	16	10		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	112	6		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	491	5		サムネイルOFF

 
☐ 1 384枚 ☒ 1000 7枚

☐ 2012/02/21	CR	1	8	位置決め子宮体部	サムネイルON
-------------------------------------	----	---	---	----------	--

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 脳神経外科 病棟: E-5 階

【実行渡し場所】 脳卒中遠隔診断支援システム(JOIN)

出力依頼して終了 UMB / 640MB CD

最後に、出力用途を指定し



PDI+ MoveBy (Export Viewer JOIN転送編)

出力依頼

MoveBy Exporter - Windows Internet Explorer
http://10.130.1.163:82/home/index

MoveBy Exporter 依頼履歴 更新 閉じる ?

お知らせ: 2015/01/05 運用開始します [ご案内画面](#)
患者ID: 00000000 徳島 太郎 (トクシマ タロウ) 男性 1979年01月27日生 直近出力依頼: 2015/07/08 依頼者: 開発担当
ログイン: 開発担当(管理者) (医療科)

☐ 全選択 検査日付: ~ 検査種: ALL

☒ 放射線(GE)

検査日	検査種	画像数	作成回数	検査記述	
☐ 2014/12/30	CR	1	18		サムネイルON
☐ 2014/03/24	CT	16	10		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	112	6		サムネイルON
☐ 2013/07/11	CT	491	5		サムネイルOFF

 
☐ 1 384枚 ☒ 1000 7枚

☐ 2012/02/21	CR	1	8	位置決め子宮体部	サムネイルON
-------------------------------------	----	---	---	----------	--

出力用途: 脳卒中遠隔診断支援システム (JOIN) 診療科: 脳神経外科 病棟: E-5階

UMB / 640MB

【実行場所】 脳卒中遠隔診断支援システム(JOIN)

Click!!

「出力依頼して終了」ボタンを押して完了です。



以上で終了です。